

绿色盛惠

Labconco 生物安全柜
春季促销进行中



Labconco Class II Type A2 (formerly A/B3)

—— 70% 循环型生物安全柜

型号主要特点:

- 专利的过滤器监测系统;
- 创新的信息中心显示;
- 独特负压设计, 减少泄漏的可能;
- 专利的Air-Wave 进气系统, 获得最佳的防污染性能, 减低气流噪音;
- 专利的Reserve-Air 二级气流设计, 维持安全垂直层流;
- 专利设计的玻璃悬窗护罩可避免潜在污染;
- 只有当风机和荧光灯关闭, 玻璃悬窗闭合时, 互锁的紫外灯才能启动工作。

现订购生物安全柜一台,

即可获赠:

安全柜支架一套

Purifier®Logic™ ClassII
生物安全柜

LBC3440825	4Purifier Logic Class II Type A2 Biosafety Cabinet	生物安全柜
LBC3460025	6Purifier Logic Class II Type A2 Biosafety Cabinet	生物安全柜
DSJDSJS40	Base Stand for 4' Biosafety Cabinet	4英尺生物安全柜底架, 规格:1283×737×876mm
DSJDSJS60	Base Stand for 6' Biosafety Cabinet	6英尺生物安全柜底架, 规格:1892×737×876mm



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线): 400-881-5117

To order online (网址): www.fishersci.com.cn

To send Email (邮箱): sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.