

LabServ 大容量电动移液器



大屏幕液晶屏显示8个速度设置和电量信息

轻触调速器按钮，可便捷地调整吸液和分液的速度

指尖控制的吸液按钮，保证了移液的准确性

指尖控制的分液按钮，保证了移液的准确性

可高压灭菌的适配器，使消毒灭菌简便易行

秉承性价比至上的一贯追求，LabServ推出这款大容量电动移液器。通过电路反馈自动调节技术实现0.1–100ml范围内精准移液无疑是这款电动移液器的最大亮点，同时，轻巧的移液器在设计上充分考虑用户的操作强度，只需单手操控两个按键即可实现轻松移液，再度彰显人性化的设计理念。适配器可耐高压灭菌，将使用者最后的顾虑一扫而空。

▪ 精确快速

通过电路反馈调节移液速度，8档吸液/排液速度可调，实现精确操作。配置有新型移液泵，功率大，快速充满100ml液体。

▪ 适用广泛

可适配0.1–100ml塑料、玻璃移液管，巴斯德消毒管。

▪ 智能电力系统

全新锂电池，无记忆效应。充电仅需2小时，可间歇工作8小时。液晶屏有电量显示，带电力不足警告功能。

▪ 人性化的设计

轻质、无线，采用人机工效学设计，舒适方便。

订购信息

产品货号	产品描述	规格
311115100	大容量电动移液器	支
备注：311115100含底座、0.45 μm过滤器、充电锂电池、电池充电器各一个、说明书（英文）一份。过滤器可单独订购，订货号311115101		

LabServ 加长通用吸头


NEW

■ 优质原料

采用最高品质原生聚丙烯材料，没有任何异味，光洁透明，通过美国FDA认证。

■ 适用性广

吸头尾部呈柔软弹性椎体，适配Eppendorf、Gilson、Rainin (LTS系列除外)、Thermo Scientific Finnpiette、Brand等多种品牌移液器。

■ 先进工艺

创新的材质处理技术显著地降低液体在吸头内壁的残留。

■ 洁净安全

LabServ吸头按照cGMP标准进行生产，确保产品无DNase、RNase、热原。

■ 超长设计

和普通吸头相比，超长、尖锐的外形减少了移液器接触容器的几率，降低了污染风险。



订购信息

产品编号	产品描述	包装
311117001	10 µl 盒装通用吸头，带刻度，加长，无菌，无DNase/RNase/热原	10盒/包装 (96支/盒)
311117004	10 µl 袋装通用吸头，带刻度，加长，无DNase/RNase/热原	1000支/袋
Color code:Colorless Length:4.4 cm		
311117002	200 µl 盒装通用吸头，带刻度，无菌，无DNase/RNase/热原	10盒/包装 (96支/盒)
311117005	200 µl 袋装通用吸头，带刻度，无DNase/RNase/热原	1000支/袋
Color code:Yellow Length:5.0 cm		
311117003	1000 µl 盒装通用吸头，带刻度，加长，无菌，无DNase/RNase/热原	10盒/包装 (96支/盒)
311117006	1000 µl 袋装通用吸头，带刻度，加长，无DNase/RNase/热原	1000支/袋
Color code:Blue Length:10.2 cm		