

年终回馈新老客户之一—— Labconco 生物安全柜 限量促销活动

Labconco Purifier® Logic™ A2型二级生物安全柜

- Labconco是世界上最著名的实验室超净工作台、生物安全柜和通风橱制造商之一。
- Purifier® Logic™生物安全柜是Labconco最新系列的生物安全柜，集多种独特技术于一体，更为安全可靠。细致入微的人性化设计使得操作更为便捷明了，使用更为舒适轻松。
- 程序控制的ECM电机，无需气流感应器，控制更精确，更安静更节能，寿命更长。
- 独创的LCD信息中心，显示设定参数、运行参数、运行状况及报警信息，一目了然。
- 入风风速0.5m/s，下沉风速0.3m/s。
- 进气和排气为99.99%高效HEPA过滤器。
- 304不锈钢无缝工作台面。
- 柜体内部两侧各有一个电源输出插座。
- 荧光灯照明。
- 254nm紫外灯，有定时和计时开关。
- 三年质保。
- 通过NSF、ETL认证。
- CE标志。



促销活动细则：

- 订购促销型号生物安全柜主机，在执行促销价的同时随机附送支架一套。4英尺主机数量限4台，6英尺主机数量限2台，售完即止。
- 订购促销型号生物安全柜，每台可再额外获赠软管夹头组合包一套（4种规格各一包，共400只）以及Fisher Scientific Traceable® 指定产品。赠品随机发送，赠完为止。赠品详细信息见下页。

促销订购信息

货号	规格	电源要求	促销包	市场价格	促销价	赠品
3440825	4英尺	230V, 50/60 Hz	主机一台，高度可调支架一套，软管夹头一套	¥ 95,000	¥ 58,000	价值5000元的Fisher Scientific Traceable®产品
3460025	6英尺	230V, 50/60 Hz	主机一台，高度可调支架一套，软管夹头一套	¥ 125,000	¥ 71,000	价值6000元的Fisher Scientific Traceable®产品

软管/接管夹头组合包



防止堵塞

可安全地将接管压接到连接器、泵、玻璃器皿及过滤装置上。耐化学腐蚀、防锈。不导电尼龙结构，适于在32至194°F(0至90°C)的温度下使用。

可消毒

一体式可重复使用型夹头，可用于夹紧闭合，以形成防泄漏密封。按住侧面，即可松开夹头。专门针对需要安全密封的压力、真空和液体应用设计。Tight-Seal™是唯一一种可与各种塑料和胶管一起使用的夹头。对于生物医疗或食品应用，可进行化学或气体消毒。共13种规格，内径在6.25至40.90mm之间。组合装中有65个夹头，13种规格每种5个。采用便携式工具箱，使您能够立即找到所需规格的夹头。

货号	描述	市场价
05-815-1A	软管/接管夹头 内径6.25—7.37 mm 100/件	¥236
05-815-1B	软管/接管夹头 内径9.14—10.31 mm 100/件	¥236
05-815-1C	软管/接管夹头 内径10.41—11.89 mm 100/件	¥236
05-815-1D	软管/接管夹头 内径12.07—13.61 mm 100/件	¥236

Traceable® 双显导电率表



两个显示屏可同时显示导电率读数和温度测量值。导电率具有三个量程：0.1至199.9微西(微欧)。(分辨率0.1微西)、0.001至1.999毫西(毫欧)(分辨率0.001毫西)和0.01至19.99毫西(毫欧)(分辨率0.01毫西)。精度为全量程读数的±2%+1。固态热电阻(用于自动/手动温度补偿)可使所有读数以国际标准温度25°C为基准。温度补偿可为自动式(每度2%)、用户指定式(每度0.0至5.0%)。分辨率为0.1精度为±0.8°C。

使用按钮，可以调节探头的K系数(常量)和按标准液对装置进行标定。高35mm的大型数字易于读取。具有计算机输出功能，使用此功能，您可将本装置与计算机或者数据计算器连接，以监视和保存测量结果。用户只需触碰一只按钮，便可调出最高温、最低温读数和平均读数。使用数据保持按钮，可锁定显示器以采集读数。本装置配套提供有环氧探头、3米长的连接线、9V碱性电池。Traceable® 产品证书及计算机接口。装置的尺寸是178×76×31.8毫米，重量269克。

货号	描述	市场价
06-662-01	Traceable® 双显导电率表	¥3,360

Traceable® 双量程亮度计



双量程亮度计，高12.7mm的显示屏上可按法明或英寸烛光为亮度显示亮度。每数字对应0.1mv的模拟输出使得记录器能够采集测量计的读数。采用了精确的硒光电池和微处理器，可实现0.4秒的快速响应采样速率及自动调零功能。显示更新率可设置为1到2秒。

货号	描述	市场价
06-662-63	Traceable® 双量程亮度计	¥1,220

Traceable® 溶解氧测量计



可同时显示氧浓度和温度。具有计算机输出功能，使用此功能，您可将本装置与计算机或数据计数器连接，以监视和保存测量结果。大型液晶显示数字高35mm。用户只需触碰一只按钮，便可调出最高温、最低温读数和平均读数。使用数据保持按钮，可锁定显示器以采集读数。

货号	描述	市场价
06-662-60	Traceable® 溶解氧测量计	¥4,640

Traceable® 紫外线亮度计



此亮度计可测量波长为320至390nm的紫外线。Traceable® 紫外线亮度计具有三个量程，即0到199.9 μW/cm²(分辨率0.01mW/cm²)、1.999mW/cm²(分辨率0.001mW/cm²)和19.99mW/cm²(分辨率0.01mW/cm²)。精度为全量程读数的±2%+2。

货号	描述	市场价
06-662-65	Traceable® 紫外线亮度计	¥5,900

Traceable® 溶解氧测量笔



设计紧凑、坚固

坚固的ABS塑料外壳带有O型密封圈和压膜式按钮，即使在恶劣的试验室和工厂环境中也能够保持很长的使用寿命。保持按钮可锁定显示屏上的读数。高9.5mm的高对比度易于读取的大液晶显示屏可同时显示氧含量和温度。使用装置上的按钮，可以调出最小/最大读数。本装置的设计直观、简便，每个人都可以轻松上手。

货号	描述	市场价
15-078-199	Traceable® 溶解氧测量笔	¥3,230

Traceable® 导电率、溶入固态物及盐份测量笔



本装置有三种型号，分别可用于测量导电率、导电率和总溶入固态物及盐份。本测量笔满足以下标准：ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, AFPA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO及联邦和州立法。

易于使用且防水只需打开按钮将测量笔插入液体中，马上就可以读取测量结果和温度值。使用极为简单，可用于分析和质量控制。操作不需要任何技术即可使用，让试验室中的每个人均可得到相同的读数。通过采用坚固的防水ABS塑料外壳，即使在恶劣的试验室和工厂环境中装置也能够保持很长的使用寿命。它配有12.7毫米高的大型液晶显示数字，方便察看。双显示屏可指示读数和温度值。保持按钮可锁定显示屏上的读数。

货号	描述	市场价
15-078-200	Traceable® 导电率测量计	¥580
15-078-201	Traceable® 导电率/总溶入固态物计	¥640

带红色LED指示器的Traceable® 转速计



手持式非接触型对准即拍型转速计以旋转物体为对象，并提供瞬时精确结果。

通过在旋转物体上放置一块反射条片进行光学非接触式测量。红色LED光锁定在白粘贴反射条(提供61厘米)上并计数旋转数。两秒钟内，其即可提供RPM从每分钟10转到99,999转的可靠结果。根据所显示的转数，五位分辨率为0.001、0.01、0.1或1。

货号	描述	市场价
02-401-3	Traceable® 带红色LED指示器的转速计	¥1,080

现场比50:1的Traceable® 红外线宽量程测温枪



这种测温枪能够在不到一秒钟的时间内即时读取任何表面上的温度。它设计独特，用户只需单手对准、发射，即可读数。它的激光瞄准光束能够精确地瞄准目标表面。它是食品制备、制药、现场使用、电子产品和安检过程中使用的理想工具。它的量程是-58到1832°F，-50到1000°C，200以下的分辨率为0.1°，超过200的分辨率为1°，精度是±1.5%+2°C，现场比为50:1(例如在2500毫米外测量区域的尺寸是50毫米)。它的特色包括按键启动的背光、数据保持功能(使显示读数保持不变)、激光、低电量指示器，以及摄氏/华氏度切换按钮。装置尺寸229×102×57毫米，重量284克。供货时配有9伏的电池、提箱及Traceable® 证书。

货号	描述	市场价
15-077-970	现场比50:1的Traceable® 红外线宽量程非接触测温枪(发射率可调0.01的步进量在0.10到1.00之间调节)	¥2,780

Traceable® 湿度计



本测量计存储器中包含九个材料组和标定值。

Traceable® 湿度计可显示材料、木材、木制品及纸张的含水量。测量范围为9.0至30.0%，分辨率为0.1%，精度为读数±4%+5。存储器中包含九种材料，如纤维板、建筑材料等，并可对150种木材进行标定。适用领域包括食品、谷物、化学药品、制药、化妆品、淤泥、土壤及汽车衬里。对于其他参数，用户可以建立参考湿度读数。完成编程后，测量计可直接以含水量百分比报告测量值。仅需使用测量计接触一下材料，即可测量出其湿度。整个过程仅需数秒。设备提供有自动和手动温度补偿功能。

货号	描述	市场价
06-662-67	Traceable® 湿度计	¥3,360

Traceable® 声级计



三种量程

为了实现更高的精度，本装置具有三个量程：低量程(35.0至80.0dB)、中量程(50.0至100.0dB)和高量程(80.0至130.0dB)。分辨率为0.1dB，精度为±2dB。本装置提供有加权功能，可对A(频率范围为500至10kHz)和C(频率范围为30至10kHz)进行加权处理，以满足IEC651乙类标准。

响应时间时间可调

响应时间可设置为快速响应(0.2秒)或慢速响应(1.5秒)。便捷数据保持记忆功能可保存已测得的最大读数，以便于将来显示。满足OSHA要求。本测量计带有一个12.7mm的麦克风。记录器接口可采集读数(AC和DC10mV/dB)。测量计带有三脚架接口，以用于长期测量。

货号	描述	市场价
11-661-6A	Traceable® 声级计	¥2,240



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线): 400-881-5117

To order online (网址): www.fishersci.com.cn

To send Email (邮箱): sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.