

Branson 超声波水浴产品指南

产品特点

- 聚丙烯 (PP) 材料机身
- 电路板垂直安放, 不会潮湿
- 控制部分安装在槽体上方, 100%人性化设计
- 工业用振子, 可产生较大功率
- 采用304L不锈钢材料压膜而成
- 每种型号产品可以选择三种不同的配置: 机械定时(MT),机械定时带加热(MTH),数字控制带加热和定时(DTH)



型号	货号	清洗缸尺寸	机身尺寸	清洗缸容量	机身重量	超声频率	排水口	定时装置	加热功能
1510E-DTH	15-335-19	6"x5.5"x4"	10"x12"x11.5"	2.3L	3.2KG	40KHz	无	数字	有
1510E-MTH	15-335-18	6"x5.5"x4"	10"x12"x11.5"	2.3L	3.2KG	40KHz	无	机械	有
1510E-MT	15-335-17	6"x5.5"x4"	10"x12"x11.5"	2.3L	3.2KG	40KHz	无	机械	无

型号	货号	清洗缸尺寸	机身尺寸	清洗缸容量	机身重量	超声频率	排水口	定时装置	加热功能
2510E-DTH	15-335-24 (现货)	9.5"x5.5"x4"	13.5"x12"x11.5"	3.4L	4.1KG	40KHz	无	数字	有
2510E-MTH	15-335-23	9.5"x5.5"x4"	13.5"x12"x11.5"	3.4L	4.1KG	40KHz	无	机械	有
2510E-MT	15-335-21 (现货)	9.5"x5.5"x4"	13.5"x12"x11.5"	3.4L	4.1KG	40KHz	无	机械	无

型号	货号	清洗缸尺寸	机身尺寸	清洗缸容量	机身重量	超声频率	排水口	定时装置	加热功能
3510E-DTH	15-335-27 (现货)	11.5"x6"x6"	16"x12"x14.5"	6.8L	5.4KG	40KHz	有	数字	有
3510E-MTH	15-335-26	11.5"x6"x6"	16"x12"x14.5"	6.8L	5.4KG	40KHz	有	机械	有
3510E-MT	15-335-25 (现货)	11.5"x6"x6"	16"x12"x14.5"	6.8L	5.4KG	40KHz	有	机械	无

型号	货号	清洗缸尺寸	机身尺寸	清洗缸容量	机身重量	超声频率	排水口	定时装置	加热功能
5510E-DTH	15-335-31 (现货)	11.5"x9.5"x6"	16.5"x15.5"x14.5"	11.4L	6.8KG	40KHz	有	数字	有
5510E-MTH	15-335-29	11.5"x9.5"x6"	16.5"x15.5"x14.5"	11.4L	6.8KG	40KHz	有	机械	有

型号	货号	清洗缸尺寸	机身尺寸	清洗缸容量	机身重量	超声频率	排水口	定时装置	加热功能
8510E-DTH	15-335-35	19.5"x11.5"x6"	24"x18"x14.5"	25L	11.8KG	40KHz	有	数字	有
8510E-MTH	15-335-34	19.5"x11.5"x6"	24"x18"x14.5"	25L	11.8KG	40KHz	有	机械	有
8510E-MT	15-335-33	19.5"x11.5"x6"	24"x18"x14.5"	25L	11.8KG	40KHz	有	机械	无

Sonifier S-150D NC9655497 (清库产品)

产品特点

- 100W的输出功率可以非常有效地处理较少量的样品
- 数字式液晶显示屏可以清楚显示焊头功率的连续变化
- 按钮式脉冲操作可以将系统散热降到最小
- 可以选择连续工作模式和脉冲模式
- 紧凑型结构设计节约空间
- 标准配置高效换能器和1/8"焊头
- 倾斜面板设计方便操作和察看数据
- 装有定时模块并可选择多种满足不同应用的焊头

产品参数	
机身尺寸	13 x 7 1/2 x 7 in. (33 x 19 x 18cm)
机身重量	9 1/2 lb. (4.3kg)
功率	100w
超声频率	23kHz
输入电压 (50/60Hz)	220V, 3.0A
输出显示	液晶数字瓦特计
强度控制	连续 (0-10 scale)


Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service , call 400-881-5117 .
 To send Email : sales.china@thermofisher.com
 To order online : www.fishersci.com.cn