

即日起, 购买Labconco, IKA, Revco现货产品,
有机会获得**世博门票**。

活动时间: 即日起至2010.8.31

活动细则: 凡活动期间成功订购清单产品的客户,
均有机会参与世博门票抽取活动, 八月底将抽取
5名幸运客户, 奖品为2010年上海世博会单日票
2张。机不可失, 敬请踊跃参与, 谢谢!

*活动详情请咨询服务热线 400 881 5117。

*本次活动最终解释权归Fisher Scientific所有。



八月促销送好礼, 现货供应奖不停

Labconco 现货

CentriVap® 冷冻型台式浓缩仪



订货号	规格	电源要求	玻璃盖
7970037	DNA 浓缩系统	230V, 50/60 Hz, 8 amps	带

FlashScrubber® 长颈器皿清洗机



货号	系统类型	可视窗	尺寸
4420431	立式	含	24.2"wx27.5"dx34.2-36.2"h

Purifier® Logic™ ClassII生物安全柜

Labconco Class II Type A2 (formerly A/B3)——70% 循环型生物安全柜



货号	规格	排气量	照明系统	伺服装置	电源要求	重量
3440825	4英尺	339-370 CFM	荧光灯紫外灯	1	230v,50/60Hz,6amps	265Kg
3460825	6英尺	503-554 CFM	荧光灯紫外灯	2	230v,50/60Hz,8amps	431Kg

IKA现货

RW 20 数显型顶置式机械搅拌器



订货号	3593025
搅拌量 (H2O)	20 l
马达输入/输出功率	70 / 35 W
调速范围 I (50 Hz)	60 – 500 min ⁻¹
调速范围 II (50 Hz)	240 – 2,000 min ⁻¹

EUROSTAR强力控制型顶置式电子搅拌器



订货号	2600025
搅拌量 (H2O)	40 l
马达输入/输出功率	130 / 110 W
调速范围	50 – 2,000 min ⁻¹

Lab Dancer 小舞灵圆周振荡器



订货号	3365025
振荡方式	圆周振荡
最大振荡重量 (含夹具)	50 ml
马达输入/输出功率	1.2 / 0.8 W
调速范围	2,800 min ⁻¹

Revco现货

层析柜

温度范围: +1°C∞+8°C; 工厂预设+4°C, 自动除霜



型号	Cu.Ft. (L)	电压 (Hz)	安培断路器	门	整层搁板	半层搁板	内部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	外部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	运输重量 lb (kg)
REC-3004V	29.2 (826)	230 (50)	6.0/15	单门, 实心	0	2	58.0 x 29.0 x 30.0 (1470 x 730 x 760)	79.1 x 36.2 x 34.0 (2010 x 920 x 870)	435 (197)

通用型实验室冰箱

温度范围: +1°C∞+8°C; 工厂预设+4°C, 自动除霜



型号	Cu.Ft. (L)	电压 (Hz)	安培断路器	腔体结构	门	搁板	内部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	外部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	运输重量 lb (kg)
REL-1204V	11.5 (326)	230 (50)	6.0/15	立式	单门, 实心	4	52.0 x 21.0 x 20.0 (1320 x 530 x 500)	71.9 x 28.8 x 24.0 (1830 x 740 x 610)	280(127)
REL-2304V	23.3 (659)	230 (50)	6.0/15	立式	单门, 实心	4	58.0 x 29.0 x 24.0 (1470 x 730 x 610)	77.5 x 35.5 x 28.0 (1970 x 910 x 720)	405(184)

药品保存箱

温度范围: +1°C∞+8°C; 工厂预设+4°C, 自动除霜



型号	Cu.Ft./L	电压 (Hz)	安培断路器	腔体结构	门	抽屉	内部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	外部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	运输重量 lb (kg)
RPR-1204V	11.5/326	230 (50)	6.0/15	立式	单门, 玻璃	5	52.0 x 21.0 x 20.0 (1320 x 530 x 500)	71.9 x 28.8 x 24.0 (1830 x 740 x 610)	320(145)
RPR-2304V	23.3/659	230 (50)	6.0/15	立式	单门, 玻璃	6	58.0 x 29.0 x 24.0 (1470 x 730 x 610)	77.5 x 35.5 x 28.0 (1970 x 910 x 720)	470(213)

实验室冰箱

温度范围: -30°C (自动除霜)



型号	Cu.Ft. (L)	电压 (Hz)	安培断路器 (插头)	箱体	门	层架	内部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	外部尺寸* H×D×W 英寸 (mm)	运输重量 lb (kg)
ULT-430V	4.9 (133)	230 (50)	6.0/15 (P7)	台下式	单门, 实心	3	20.0 x 20.0 x 20.0 (500 x 500 x 500)	33.4 x 26.0 x 24.0 (850 x 660 x 610)	212 (96)
ULT-1230V	11.5 (326)	230 (50)	8.0/15 (P7)	节省空间型	单门, 实心	4	52.0 x 21.0 x 20.0 (1320 x 530 x 500)	71.9 x 28.8 x 24.0 (1830 x 740 x 610)	280 (127)
ULT-2330V	23.3 (659)	230 (50)	12.0/15 (P7)	立式	单门, 实心	4	58.0 x 29.0 x 24.0 (1470 x 730 x 610)	77.5 x 35.5 x 28.0 (1970 x 910 x 720)	370 (168)