

Isotemp® 水浴循环器

实用可靠的Isotemp制冷和加热系列装置，既可用作开放式水浴槽，也可用作循环器，从而为您的实验室增加了灵活性。




Isotemp循环器备有3种循环机头，3种材质的浴槽，体积从6L到28L设有4种容积，供不同需求的实验室选用。

适用领域:

- 制药行业
- 生物技术
- 学术研究
- 食品饮料
- 化工行业
- 石化行业

应用范围:

- 浸入冷却/加热
烧杯, 试管, 烧瓶等
- 仪器制冷/制热
折光仪
分光光度计
- 外部设备冷却/加热
量具校准
动力学研究
- 酶化验
- DNA曲线
- 电泳
- 组织浴
- 旋转蒸发仪



3006S和3016HS是其中最为经济的制冷/加热选择
*注: 大图型号为3006P, 3006S机头如左上角小图所示。


产品特点:

- 大制冷功率
- 耐用的结构
- 卓越的温度稳定性

3006S产品规格

容积	6L
温度范围	-20 to +150°C
温控稳定性	± 0.05°C
工作室尺寸LxWxH (cm)	13 x 20 x 15cm
总尺寸LxWxH (cm)	40 x 48 x 40cm
加热器功率 (230V)	1000W
冷却功率, 20°C时	290W
冷却功率, 0°C时	175W
冷却功率, 10°C时	75W
泵流量	12L/min @ 0psig

温度时间曲线:



*注: 图示型号为3016HP。


产品特点:

- 可最高加热至+200°C
- 动力十足的800W加热器
- 耐用的316L SS材质浴槽

3006S产品规格

容积	6L
温度范围	室温+15°C to 150°C
温控稳定性	± 0.05°C
工作室尺寸LxWxH (cm)	13 x 20 x 16cm
总尺寸L xWx H (cm)	37 x 23 x 36cm
加热器功率 (230V)	1000W
泵流量	12L/min @ 0psig

温度时间曲线:



Fisher Isotemp 加热磁力搅拌器

现货供应



体积小，高性能，安全可靠的经济之选。

主要特点：

- 广泛适用于各种实验室
- 微处理器精确控制加热和搅拌功能
- 热警系统在加热盘温度超过50°C时启用，保护操作者和样品
- 温度设置数字显示，可控温度范围为30 – 540 / 400°C
- 陶瓷工作面板，抗酸碱腐蚀，易清洗。2种尺寸可供选择
- 立即启动转速为60rpm，可防液体飞溅

技术参数和订货信息

订货号	1110250SH	11102101SH
工作面板尺寸(L x W)	18.4 x 18.4cm	26.0 x 26.0cm
外形尺寸(L x W x H)	21.7 x 32.3 x 9.6cm	29.6 x 39.8 x 10.4cm
搅拌量	4L	6L
电源要求	230V, 50Hz	230V, 50Hz
转速范围	60 – 1200rpm	60 – 1200rpm
加热温度范围	30 – 540°C	30 – 400°C

- 1年质保
- CSA, CUS, CE 认证
- 含三线电源线和插头, Teflon搅拌子



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线) : 400-881-5117

To order online (网址) : www.fishersci.com.cn

To send Email (邮箱) : sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.