



### 一次性动物喂养针

- 产品描述:**
- 一次性喂养针, 无毒性, 无热源, 柔性不锈钢管和硅质针头可随意弯曲, 塑料Luer接口, 无菌, Tyvek袋包装

货号	长度	包装规格	包装
01-208-87	3.81 cm (1.50 in.)	5/袋	100/盒
01-208-88	5.08 cm (2 in.)	5/袋	100/盒
01-208-89	7.6 cm (3 in.)	5/袋	100/盒



### 多用途标本储存罐

- 产品描述:**
- 专为液体和固体标本及样品采集, 运输和储存设计, 优质厚壁HDPE材质可高压灭菌, 耐受多种化学物质包括福尔马林, 弱酸和碱, 耐冷冻和煮沸, 可用铅笔和圆珠笔直接标记, 可叠放

货号	颜色	规格	尺寸	包装
14-955-114A	半透明	4 oz. (118 mL)	3 x 1.5 in. (7.6 x 3.8 cm)	300/包装
14-955-114B	半透明	4 oz. (118 mL)	2.5 x 2.5 in. (6.4 x 6.4 cm)	300/包装
14955115A	半透明	8 oz. (237 mL)	3.75 x 2.25 in. (9.5 x 5.7 cm)	100/包装
14955115B	透明	8 oz. (237 mL)	3.75 x 2.25 in. (9.5 x 5.7 cm)	100/包装
14955116A	半透明	8 oz. (237 mL)	3.25 x 3.25 in. (8.3 x 8.3 cm)	100/包装
14955116B	透明	8 oz. (237 mL)	3.25 x 3.25 in. (8.3 x 8.3 cm)	100/包装
14955117A	半透明	16 oz. (473 mL)	3.75 x 4.25 in. (9.5 x 10.8 cm)	100/包装
14955117B	透明	16 oz. (473 mL)	3.75 x 4.25 in. (9.5 x 10.8 cm)	100/包装
14955118A	半透明	32 oz. (1100 mL)	4.6 x 5.4 in. (11.8 x 13.8 cm)	100/包装
14955118B	透明	32 oz. (1100 mL)	4.6 x 5.4 in. (11.8 x 13.8 cm)	100/包装
14955119A	半透明	64 oz. (1900 mL)	5.75 x 6 in. (14.6 x 15.2 cm)	50/包装
14955119B	透明	64 oz. (1900 mL)	5.75 x 6 in. (14.6 x 15.2 cm)	50/包装
14955120A	半透明	86 oz. (2500 mL)	5.75 x 7.5 in. (14.6 x 19 cm)	25/包装
14955120B	透明	86 oz. (2500 mL)	5.75 x 7.5 in. (14.6 x 19 cm)	25/包装
14955121A	半透明	172 oz. (5100 L)	8.75 x 7 in. (22.2 x 17.8 cm)	10/包装
14955121B	透明	172 oz. (5100 L)	8.75 x 7 in. (22.2 x 17.8 cm)	10/包装



### 显微镜片储存柜及配件

- 产品描述:**
- 玻片储存柜: 可存放4500张3 x 1 in. 或 75 x 25mm尺寸玻片, 可叠放以节约储存面积。每个带6个抽屉, 每个抽屉均带卡片框, 铜或塑料拉手以及两个可移动挡板。可配套底座使用, 尺寸: L x W x H: 18.75 x 15.75 x 4.75 in.
  - 底座: 显微镜片储存柜底座, 配套07-212系列使用
  - 可移动挡板: 配套玻片储存柜使用, 可保持未装满时玻片直立
  - 标记卡: 配套玻片储存柜使用, 可标记移除的玻片位置

货号	产品名称	颜色	样式	包装
07-212-100	玻片储存柜	深棕	/	1/包装
07-212-101	玻片储存柜	绿	/	1/包装
07-212-102	玻片储存柜	白	/	1/包装
07-212-103	玻片储存柜	褐	/	1/包装
07-212-104	底座	深棕	有脚	1/包装
07-212-105	底座	绿	有脚	1/包装
07-212-106	底座	白	有脚	1/包装
07-212-107	底座	褐	有脚	1/包装
07-212-108	底座	深棕	无脚	1/包装
07-212-109	底座	绿	无脚	1/包装
07-212-110	底座	白	无脚	1/包装
07-212-111	底座	褐	无脚	1/包装
07-212-113	可移动挡板	/	/	6/包装
07-212-112	标记卡	/	/	1000/包装



### 手动计数器

- 产品描述:**
- 单计数器: 0-999范围, 一键复位, 不带顶部标记框
  - 双计数器: 0-999范围, 一键复位, 带可置换顶部标记框

货号	产品名称	包装
22-363-565	单计数器	1/包装
22-363-566	双计数器	1/包装



### 乳胶医用绷带

- 产品描述:**
- 密封而柔软, 透气性好, 不易变形

货号	宽度	长度	颜色	包装
22-270-301	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	深蓝	30/包装
22-270-302	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	浅蓝	30/包装
22-270-303	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	30/包装
22-270-304	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	荧光绿	30/包装
22-270-305	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	粉	30/包装
22-270-306	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	30/包装
22-270-307	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	30/包装
22-270-308	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	30/包装
22-270-309	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	30/包装
22-270-310	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	彩色	30/包装
22-270-312	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	黑	36/包装
22-270-313	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	深蓝	36/包装
22-270-314	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	浅蓝	36/包装
22-270-315	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	36/包装
22-270-316	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	荧光绿	36/包装
22-270-317	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	荧光粉	36/包装
22-270-318	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	36/包装
22-270-319	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	36/包装
22-270-320	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	36/包装
22-270-321	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝绿	36/包装
22-270-322	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	36/包装
22-270-323	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	黄	36/包装
22-270-324	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	彩色	36/包装
22-270-326	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	24/包装
22-270-327	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	24/包装
22-270-328	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	彩色	24/包装
22-270-329	4 in. (10.2 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	18/包装
22-270-332	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	深蓝	48/包装
22-270-333	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	荧光绿	48/包装
22-270-334	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	荧光粉	48/包装
22-270-335	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	48/包装
22-270-336	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	48/包装
22-270-337	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	48/包装
22-270-338	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	48/包装
22-270-339	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	彩色	48/包装



### 血凝观测仪及配件

- 产品描述:**
- 含灯泡, 反射镜和电源, 适用于血液分型, 交叉反应, 凝血时间, 康氏及其他凝集试验, 凝集反应, 血清学诊断

货号	产品名称	电压	功率	包装
22-363-560	血凝观测仪	120 V	50/60 Hz	1/包装
22-363-561	5瓦灯泡	/	/	2/包装
22-363-562	反射镜	/	/	1/包装
22-363-563	电源	/	/	1/包装



### 一次性加样槽及盖

- 产品描述:**
- 50mL加样槽: 带刻度易于加样, 自封袋避免污染, 加大标记区域易于记录, 斜壁和V型底部易于样品回收, 可配套盖子防止溅出, L x W x H: 5.75 x 2.75 x 1 in. (14.0 x 7 x 2.5 cm)
  - 100mL加样槽: 带刻度易于加样, 自封袋避免污染, 加大标记区域易于记录, 通用设计适用于4道, 8道和12道移液器, 适用于多通道液体分配

货号	产品名称	规格	材质	无菌	包装规格	包装
13-681-500	加样槽	50 mL	PVC	否	大包装	100/包装
13-681-501	加样槽	50 mL	聚苯乙烯	是	单个独立	80/包装
13-681-502	加样槽	50 mL	NA	是	5/袋	200/包装
13-681-504	加样槽	100 mL	聚苯乙烯	是	5/袋	200/包装

- 产品描述:**
- 盖子, 配套50mL一次性加样槽使用

货号	产品名称	规格	材质	无菌	包装规格	包装
13-681-503	加样槽盖	/	APET	是	单个独立	20/包装



### 无乳胶医用绷带

- 产品描述:**
- 不含天然乳胶蛋白和过敏原, 贴合度好, 多孔材料制成透气性好, 防水, 多种颜色和规格可供选择

货号	宽度	长度	颜色	包装
22-363-100	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	30/包装
22-363-101	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝	30/包装
22-363-102	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	30/包装
22-363-103	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	混色	30/包装
22-363-104	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	粉	30/包装
22-363-105	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	30/包装
22-363-106	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	30/包装
22-363-107	1 in. (2.5 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	30/包装
22-363-111	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	48/包装
22-363-112	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝	48/包装
22-363-113	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	48/包装
22-363-114	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	混色	48/包装
22-363-115	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	粉	48/包装
22-363-116	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	48/包装
22-363-117	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	48/包装
22-363-118	1.5 in. (3.8 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	48/包装
22-363-122	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	36/包装
22-363-123	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝	36/包装
22-363-124	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	36/包装
22-363-125	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	混色	36/包装
22-363-126	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	粉	36/包装
22-363-127	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	白	36/包装
22-363-128	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	36/包装
22-363-129	2 in. (5.1 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	36/包装
22-363-134	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	24/包装
22-363-135	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝	24/包装
22-363-136	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	紫	24/包装
22-363-137	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	混色	24/包装
22-363-141	3 in. (7.6 cm)	5 yd. (4.6 m)	绿	24/包装
22-363-145	4 in. (10.2 cm)	5 yd. (4.6 m)	褐	18/包装
22-363-146	4 in. (10.2 cm)	5 yd. (4.6 m)	蓝	18/包装
22-363-147	4 in. (10.2 cm)	5 yd. (4.6 m)	红	18/包装
22-363-148	4 in. (10.2 cm)	5 yd. (4.6 m)	混色	18/包装



### 涂布棒

- 产品描述:**
- 聚碳酸酯, 不易折断, 可重复使用

货号	是否无菌	宽度	颜色	包装
08-100-10	否	30 mm	蓝	25/包装
08-100-11	否	60 mm	黄	25/包装
08-100-12	是	30 mm	蓝	25/包装
08-100-13	是	60 mm	黄	25/包装



### 细胞过滤器

- 产品描述:**
- 通用设计, 适用于50mL锥形离心管, 适用于从组织悬液中快速分离细胞, 聚丙烯框架尼龙膜, 无菌, 单个独立包装

货号	规格	颜色	包装
22-363-547	40 μm	蓝	50/包装
22-363-548	70 μm	白	50/包装
22-363-549	100 μm	黄	50/包装



### 医用采血绷带

- 产品描述:**
- 符合ANSI Z87.1-2003标准, 抗划痕, 抗紫外线, 灰尘和浮尘


货号	镜架	包装
22-363-590	红	10/包装
22-363-591	黄	10/包装
22-363-592	蓝	10/包装



### 一次性接种环

- 产品描述:**
- 适用于取样, 梯度稀释和原样检测等定量过程, 可作微生物接种使用, 硬质易于琼脂内接种。特殊生物惰性材料制成, 射线灭菌, 符合US药典卷XX, 一次性使用, 方便无污染

货号	环规格	内径	颜色	包装规格	包装
22-363-602	联合, 1 μl/10 μl	0.91/3.8 mm	白	10/包	500/包装
22-363-603	1 μl 针式	0.91 mm	蓝	单个独立	250/包装
22-363-604	1 μl 针式	0.91 mm	蓝	10/包	960/包装
22-363-605	10 μl	3.8 mm	黄	单个独立	250/包装



### 一次性塑料比色皿

货号	规格	包装
14-385-985	一次性比色皿, 标准型, 聚苯乙烯, 4.5 mL, 光谱范围340 nm~750 nm	500个/盒
14-385-996	一次性比色皿, 标准型, 异丁烯酸盐, 4.5 mL, 光谱范围285 nm~750 nm	500个/盒
14-385-942	一次性比色皿, 小体积型, 聚苯乙烯, 1.5 mL, 光谱范围340 nm~750 nm	500个/盒
14-385-938	一次性比色皿, 小体积型, 异丁烯酸盐, 1.5 mL, 光谱范围285 nm~750 nm	500个/盒
14-386-20	一次性比色皿, 四面透明型, 聚苯乙烯, 4.5 mL, 光谱范围340 nm~750 nm	500个/盒
14-386-21	一次性比色皿, 四面透明型, 异丁烯酸盐, 4.5 mL, 光谱范围285 nm~750 nm	500个/盒



### 离心管

货号	规格	包装
05-539-1	聚对苯二甲酸乙二酯(PET)离心管, 无菌, 密封盖, 15 mL	50个/架, 500个/箱
05-539-5	聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 密封盖, 15 mL	50个/架, 500个/箱
05-539-12	聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 平顶密封盖, 15 mL	50个/架, 500个/箱
05-539-8	聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 平顶密封盖, 50 mL	25个/架, 500个/箱
05-539-13	聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 平顶密封盖, 50 mL	25个/包, 500个/箱
06-443-20	高速(9400G)聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 密封盖, 50 mL	25个/架, 500个/箱
06-443-21	高速(9400G)聚丙烯(PP)离心管, 无菌, 密封盖, 50 mL	25个/包, 500个/箱



### 血清移液管

货号	规格	包装
13-678-11B	血清移液管1 mL, 单个独立包装	50个/包, 1000个/箱
13-678-11C	血清移液管2 mL, 单个独立包装	50个/包, 500个/箱
13-678-11D	血清移液管5 mL, 单个独立包装	50个/包, 200个/箱
13-678-11E	血清移液管10 mL, 单个独立包装	50个/包, 200个/箱
13-678-11	血清移液管25 mL, 单个独立包装	25个/包, 200个/箱
13-678-11F	血清移液管50 mL, 单个独立包装	25个/包, 100个/箱
13-678-10B	血清移液管1 mL, 大包装	50个/包, 1000个/箱
13-678-2C	血清移液管2 mL, 大包装	50个/包, 500个/箱
13-678-10C	血清移液管5 mL, 大包装	50个/包, 200个/箱
13-678-10F	血清移液管10 mL, 大包装	50个/包, 500个/箱
13-678-10M	血清移液管25 mL, 大包装	25个/包, 200个/箱
13-678-10Q	血清移液管50 mL, 大包装	25个/包, 100个/箱



### 盒装吸头

货号	规格	包装
02-707-439	SureOne 微粒滤芯吸头, 带刻度, 自然色, 无菌, 10 mL	96个/盒, 960个/包装
02-707-432	SureOne 微粒滤芯吸头, 自然色, 无菌, 20 mL	96个/盒, 960个/包装
02-707-431	SureOne 微粒滤芯吸头, 自然色, 无菌, 100 mL	96个/盒, 960个/包装
02-707-430	SureOne 微粒滤芯吸头, 带刻度, 自然色, 无菌, 200 mL	96个/盒, 960个/包装
02-707-404	SureOne 微粒滤芯吸头, 带刻度, 自然色, 无菌, 1000 mL	96个/盒, 960个/包装
02-681-437	微量吸头, 自然色, 无菌, 10 mL	96个/盒, 960个/包装
02-681-155	Redi-Tip吸头, 黄色, 无菌, 200 mL	96个/盒, 960个/包装
02-681-457	Redi-Tip吸头, 自然色, 无菌, 200 mL	96个/盒, 960个/包装
02-681-165	Redi-Tip吸头, 蓝色, 无菌, 1000 mL	100个/盒, 1000个/包装
02-681-170	Redi-Tip吸头, 自然色, 无菌, 1000 mL	100个/盒, 1000个/包装



### 蓝盖瓶

货号	规格	包装
FB33145	蓝盖瓶, 硅酸盐玻璃, 聚丙烯蓝色盖子, 250 mL	10个/包装
FB33147	蓝盖瓶, 硅酸盐玻璃, 聚丙烯蓝色盖子, 1000 mL	10个/包装
FB33148	蓝盖瓶, 硅酸盐玻璃, 聚丙烯蓝色盖子, 2000 mL	10个/包装
FB33146	蓝盖瓶, 硅酸盐玻璃, 聚丙烯蓝色盖子, 500 mL	10个/包装
FB33144	蓝盖瓶, 硅酸盐玻璃, 聚丙烯蓝色盖子, 100 mL	10个/包装



### 比重瓶

**产品描述:**

- 铝合金制成, 耐压, 咬合性好可保证样品完整性, 表面光滑, 容量约为11.5mL, 尺寸5cm(直径) x 2.5cm(高度)

货号	直径	高度	包装
03247Q	5 cm	2.5 cm	1个/包装




### 胶头医用玻璃滴管

**产品描述:**

- 直管, 合成橡胶吸头

货号	长度	规格	包装
14-955-215	7.62 cm	2 mL	144支/盒
14-955-216	10.16 cm	2.5 mL	144支/盒



**产品描述:**

- 弯管, 合成橡胶吸头

货号	长度	规格	包装
14-955-217	7.62 cm	2 mL	144支/盒



**产品描述:**

- 直管, 合成橡胶吸头, 不含乳胶

货号	长度	规格	包装
S18750A	7.62 cm	2 mL	144支/盒
S18752A	10.16 cm	2.5 mL	144支/盒



### 称量盘

**产品描述:**

- 六边形, 斜边, 平底, 聚苯乙烯, 适用于固体和液体

货号	长度	规格	包装
02-202-100	1.4 in. (3.6 cm)	0.9 in. (2.4 cm)	500个/包装
02-202-103	5.1 in. (13.2 cm)	3.6 in. (9.2 cm)	500个/包装



### 称量皿

**产品描述:**

- 铝合金, 圆形, 也可作为蒸发皿和盖子使用, 轻而牢固, 指状手柄易于标记

货号	规格	侧边	顶部直径	底部直径	深度	包装
08-732-100	20 mL	槽边	1.72 in. (5.2 cm)	1.44 in. (4.4 cm)	0.53 in. (1.3 cm)	100/包装
08-732-101	42 mL	槽边	2.42 in. (6.2 cm)	2.10 in. (5.1 cm)	0.67 in. (1.7 cm)	144/包装
08-732-102	85 mL	槽边	3.1 in. (7.7 cm)	2.69 in. (6.9 cm)	0.63 in. (1.6 cm)	100/包装

**产品描述:**

- 铝合金, 圆形, 易于叠放, 适用于难清洗的材料

货号	规格	侧边	顶部直径	底部直径	深度	包装
08-732-103	70 mL	斜边	2.83 in. (7.26 cm)	2.66 in. (6.82 cm)	0.675 in. (1.73 cm)	100/包装
08-732-104	150 mL	斜边	3.98 in. (10.2 cm)	3.74 in. (9.6 cm)	0.77 in. (2 cm)	100/包装



### 抗静电称量皿

**产品描述:**

- 一次性, 抗静电, 12 ml加厚聚苯乙烯更坚固稳定, 易操作

货号	规格	颜色	尺寸	底部直径	包装
08-732-112	标准型	自然色	1.62 L x 1.62 W x 0.312 in.H (4.12 x 4.12 x 0.79 cm)	1.4 in. (3.6 cm)	500/包装
08-732-113	标准型	自然色	3.5 L x 3.5 W x 1 in.H (8.12 x 8.12 x 2.54 cm)	2.4 in. (6.1 cm)	500/包装
08-732-114	标准型	蓝色	3.5 L x 3.5 W x 1 in.H (8.12 x 8.12 x 2.54 cm)	2.4 in. (6.1 cm)	500/包装
08-732-115	标准型	自然色	5.5 L x 5.5 W x 1 in.H (13.96 x 13.96 x 2.54 cm)	3.86 in. (9.8 cm)	500/包装
08-732-116	船型	自然色	1.62 L x 1.25 W x 0.312 in.H (4.11 x 3.17 x 0.79 cm)	1.3 in. (3.3 cm)	250/包装
08-732-117	船型	自然色	3.5 L x 5.25 W x 1 in.H (8.89 x 13.33 x 2.54 cm)	2 in. (5.1 cm)	250/包装
08-732-118	船型	自然色	4.75 L x 7.75 W x 1 in.H (12.06 x 12.06 x 2.54 cm)	3.85 in. (9.8 cm)	250/包装



### 一次性称量盘

**产品描述:**

- 适用于多种天平和水分析仪器

货号	规格	侧边	顶部直径	高度	包装
08-732-110	1.75盎司 (50 mL)	浅槽边	4.75 in. (12.2 cm)	0.25 in. (0.51 cm)	50/包装
08-732-111	2盎司 (60 mL)	平底	4.25 in. (10.9 cm)	/	100/包装



### 一次性称量皿

**产品描述:**

- 一次性称量皿, 轻质铝合金材料, 大容量适用于食品处理

货号	规格	侧边	顶部直径	底部直径	深度	包装
08-732-105	20 mL	带槽边, 浅槽边	1.71 in. (4.3 cm)	1.57 in. (4.0 cm)	0.53 in. (1.3 cm)	100/包装
08-732-106	60 mL	带槽边, 浅槽边	2.52 in. (6.4 cm)	2.32 in. (5.9 cm)	0.75 in. (1.9 cm)	100/包装
08-732-107	75 mL	带槽边, 浅槽边	2.44 in. (6.2 cm)	1.83 in. (4.6 cm)	1.22 in. (3.1 cm)	100/包装
08-732-108	200 mL	带槽边, 槽边	4.29 in. (10.9 cm)	3.03 in. (7.7 cm)	1.22 in. (3.1 cm)	50/包装
08-732-109	500 mL	带槽边, 槽边	7.09 in. (18 cm)	5.39 in. (13.7 cm)	1.02 in. (2.6 cm)	50/包装



### 铝箔

**产品描述:**

- 独立包装, 带分割条

货号	厚度	宽度	长度	包装
01-213-100	0.018 mm	12 in. (30.5 cm)	25 ft. (7.6 m)	1/包装
01-213-101	0.018 mm	12 in. (30.5 cm)	200 ft. (61 m)	1/包装
01-213-102	0.018 mm	12 in. (30.5 cm)	500 ft. (152 m)	1/包装
01-213-103	0.024 mm	18 in. (46 cm)	25 ft. (7.6 m)	1/包装
01-213-104	0.024 mm	18 in. (46 cm)	50 ft. (15.2 m)	1/包装
01-213-105	0.024 mm	18 in. (46 cm)	500 ft. (152 m)	1/包装



### 一次性围裙

**产品描述:**

- 轻质塑料制成, 可耐多次使用

货号	颜色	规格	厚度	包装
19-181-529	白	46L x 28 in.W (117 x 71 cm)	1.0 mil	50/包
19-181-530	白	46L x 28 in.W (117 x 72 cm)	1.0 mil	100/包



### 200系列护目镜

**产品描述:**

- 单镜片设计提供大视野, 可吸收>99.9%的有害紫外线, 符合ANSI Z87.1-2003标准, 有CSA认证

货号	镜架	包装
19-130-2088	黑色	12/包装
19-130-2089	蓝色	12/包装



### Racer系列Qualifier防护眼镜

**产品描述:**

- 抗刮痕聚碳酸酯镜片可阻挡>99.9%有害紫外线, 外展的单镜片设计可提供全面保护, 柔软的鼻夹和软质刀形镜架, 紧贴舒适

货号	镜架	镜片	包装
19-042-1000	黑色尼龙	透明	12/包装
19-042-1001	黑色尼龙	深灰	12/包装
19-042-1002	黑色尼龙	镜面	12/包装
19-042-1003	红色尼龙	透明	12/包装
19-042-1004	红色尼龙	深灰	12/包装




### Racer系列Top Fuel防护眼镜

**产品描述:**

- 单镜片设计运动双镜片外观, 抗刮痕聚碳酸酯镜片可阻挡>99.9%有害紫外线, 8-base曲线外展设计可提供全面保护, 软的鼻夹和软质刀形镜架, 紧贴舒适

货号	镜架	镜片	包装
19-042-1005	黑色尼龙	透明	12/包装
19-042-1006	黑色尼龙	深灰	12/包装
19-042-1007	黑色尼龙	镜面	12/包装
19-042-1008	蓝色尼龙	透明	12/包装
19-042-1009	蓝色尼龙	深灰	12/包装



### Racer系列Votex防护眼镜

**产品描述:**

- 符合ANSI Z87-2003标准, 8-base曲线外展设计提供更高光学特性和抗冲击保护, 抗刮痕聚碳酸酯镜片可阻挡>99.9%有害紫外线

货号	镜架	镜片	包装
19-042-1010	黑色尼龙	透明	12/包装
19-042-1011	黑色尼龙	深灰	12/包装
19-042-1012	镀银金属	透明	12/包装
19-042-1013	镀银金属	深灰	12/包装
19-042-1014	镀银金属	镜面	12/包装



### Racer系列 Crew Chief 防护眼镜

**产品描述:**

- 符合ANSI Z87-2003标准, 抗刮痕聚碳酸酯镜片可阻挡>99.9%有害紫外线, 8-base曲线外展的单镜片设计可提供全面保护, 时尚双镜片设计

货号	镜架	镜片	包装
19-042-1015	黑色尼龙	透明	12/包装
19-042-1016	黑色尼龙	深灰	12/包装
19-042-1017	黑色尼龙	镜面	12/包装
19-042-1018	镀银金属	透明	12/包装
19-042-1019	镀银金属	深灰	12/包装



### Visitorspec 护目镜

**产品描述:**

- 符合ANSI Z87.1-2003标准, 工业或医药机构访客的理想选择, 聚碳酸酯, 环绕单镜片设计, 100%防冲击, 透明镜片可吸收>99.9%的有害紫外线

货号
----