

# 现货促销中

## EUROSTAR 强力控制型顶置式电子搅拌器

### 产品特点

- 强大实验室搅拌器，适合高粘度介质
- 数字显示设定转速/实际转速
- 内置相对扭矩显示，显示粘度变化趋势
- 模拟信号接口记录转速和扭矩
- RS 232 模拟接口，可连接电脑，通过Labworldsoft实验室软件调节控制及记录转速、扭矩等

技术参数		其他参数	
搅拌量 (H2O)	40 l	外形尺寸 (W x D x H)	80 x 190 x 253 mm
最大粘度	50,000 mPas	重量	3.8 kg
马达输入/输出功率	130 / 110 W	保护等级 (DIN EN 60529)	IP 42
搅拌杆输出功率	105 W	接口	RS 232 / 模拟接口
工作制	100%	扭矩测量	相对粘度
钻夹头最大扭矩	60 Ncm	订货号	2600025
调速范围	50 - 2,000 min <sup>-1</sup>		
速度显示	数字显示		
钻夹头夹持范围	0.5 - 10 mm		
支臂直径/长度	16 / 200 mm		


**NEW**

### KS 4000 i 控温摇床

#### 产品特点

- 新型控温摇床
- 可实现控温条件下无人操作，自动化程度高。



RV10 基本型

### RV 10 旋转蒸发仪

#### 产品特点

- 新型旋转蒸发仪，设计紧凑、充分整合了便携加热锅和高效垂直冷凝管或倾斜冷凝管
- 蒸馏系统自动升降，带有安全停止功能，自动化程度高，安全可靠



RV10 数显型

**HOT**