

Fisher Isotemp 加热磁力搅拌器

限时降价促销!



产品特点

- 广泛适用于各种实验室
- 微处理器精确控制加热和搅拌功能
- 热警系统在加热盘温度超过50 ° C时启用，保护操作者和样品
- 温度设置数字显示，可控温度范围为30 - 540 / 400 ° C
- 陶瓷工作面板，抗酸碱腐蚀，易清洗。2种尺寸可供选择
- 立即启动转速为60rpm，可防液体飞溅

货号	列表价	促销折扣	促销价格
1110250SH	¥ 2937.07	30% ↓	¥ 2055.949
11102101SH	¥ 4457.42	30% ↓	¥ 3120.194

技术参数和订货信息：

订货号	1110250SH	11102101SH
工作面板尺寸(LxW)	18.4 x 18.4cm	26.0 x 26.0cm
外形尺寸 (LxWxH)	21.7 x 32.3 x 9.6cm	29.6 x 39.8 x 10.4cm
搅拌量	4L	6L
电源要求	230V, 50Hz	230V, 50Hz
转速范围	60 - 1200rpm	60 - 1200rpm
加热温度范围	30 - 540 ° C	30 - 400 ° C

- 1年质保
- CSA, CUS, CE 认证
- 含三线电源线和插头，Teflon搅拌子



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线): 400-881-5117

To order online (网址): www.fishersci.com.cn

To send Email (邮箱): sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.