

# 金佰利KIMTECH PURE\* 洁净室手套产品指南

## KIMTECH PURE\* G3丁腈手套



**KIMTECH PURE\*G3 白色腈手套**

- 12" 长 - 双手通用
- 粘性高于NXT
- 指尖麻面



**KIMTECH PURE\*G3 NXT丁腈手套**

- 12" 长 - 双手通用
- 粘性低于G3白色丁腈
- 指尖麻面
- 易于双层穿戴



**KIMTECH PURE\*G3 蓝色丁腈手套**

- 12" 长 - 双手通用
- 颜色便于区分
- 微细麻面 - 易于双层穿戴



**KIMTECH PURE\*G3 STERLING\*丁腈手套**

- 12" 长 - 双手通用
- 颜色便于区分
- 指尖麻面

洁净室包装符合10级洁净室的需求

描述	颜色	超小	小	中	大	加大	超大	手套数/袋	总数/箱
KIMTECH PURE*G3白色丁腈手套12"	白	HC61010	HC61011	HC61012	HC61013	HC69478	HC61014	100/10	1,000
KIMTECH PURE*G3 NXT*丁腈手套12"	白	62990	62991	62992	62993	62995	62994	100/10	1,000
KIMTECH PURE*G3蓝色丁腈手套12"	蓝	HC1150N	HC2250N	HC3350N	HC4450N	-	HC5550N	100/10	1,000
KIMTECH PURE*G3 STERLING*丁腈手套12"	灰	99234	99235	99236	99237	99238	99239	250/6	1,500

## KIMTECH PURE\* G3乳胶手套/防酸手套



**KIMTECH PURE\* G3 乳胶手套**

- 长度12" - 双手通用
- 每袋100只; 每箱1000只



**KIMTECH PURE\* G3 乳胶手套**

- 长度12" - 特制双包装
- 每箱200对



**KIMTECH PURE\* G3 乳胶手套**

- 长度12" - 特制多包装
- 200只左手, 200只右手



**KIMTECH PURE\* G3 防酸手套**

- 长度16" - 特制双包装
- 实现出色保护的创新型混合物

洁净室包装符合10级洁净室的需求

描述	颜色	超小	小	中	大	加大	超大	手套数/袋	总数/箱		
KIMTECH PURE*G3乳胶手套12"	天然	-	HC225	HC335	HC445	-	HC555	100/10	1,000		
描述	颜色	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0		
KIMTECH PURE* G3乳胶*手套12"	天然	HC1360	HC1365	HC1370	HC1375	HC1380	HC1385	HC1390	HC1310	-	200 对
KIMTECH PURE* G3乳胶*手套12"	天然	99234	99235	99236	99237	99238	99239	250/6	1,500	-	200 对
KIMTECH PURE* G3防酸手套16"	橙	40230	40220	40221	40222	40223	40224			20/10	100 对


\*注意: 本产品含有天然乳胶, 可能造成过敏反应。

## KIMTECH PURE\* G5丁腈手套



**KIMTECH PURE\* G5 白色丁腈手套**

- 长度10" - 双手通用
- 指尖麻面



**KIMTECH PURE\* G5 蓝色丁腈手套**

- 长度10" - 双手通用
- 颜色便于区分
- 微细麻面 - 易于双层穿戴



**KIMTECH PURE\* G5 STERLING\*丁腈手套**

- 长度12" - 双手通用
- 指尖麻面

在100级洁净室中包装

描述	颜色	超小	小	中	大	加大	超大	手套数/袋	总数/箱
KIMTECH PURE*G5白色丁腈手套10"	白	56863	56864	56865	56866	56867	56868	100/10	1,000
KIMTECH PURE*G5蓝色丁腈手套10"	蓝	HC150N	HC250N	HC350N	HC450N	-	HC550N	100/10	1,000
KIMTECH PURE*G5 STERLING*丁腈手套12"	灰	98184	98185	98186	98187	98188	98189	250/6	1,500

## KIMTECH PURE\* G5乳胶手套



**KIMTECH PURE\* G5 乳胶手套**

- 长度10" - 双手通用



**KIMTECH PURE\* G5 乳胶手套**

- 长度12" - 双手通用

在100级洁净室中包装

描述	颜色	小	中	大	超大	手套数/袋	总数/箱
KIMTECH PURE* G5乳胶手套10"	天然	HC220	HC330	HC440	HC550	100/10	1,000
KIMTECH PURE* G5乳胶手套12"	天然	HC2211	HC3311	HC4411	HC5511	100/10	1,000

\*注意: 本产品含天然乳胶, 可能造成过敏反应。

# 金佰利KIMTECH PURE\* 洁净室手套产品指南

## KIMTECH PURE\* G3和G5灭菌手套



KIMTECH PURE\* G3  
灭菌丁腈手套

- 长度12" - 特制双包装
- 手掌和指尖麻面



KIMTECH PURE\* G3  
灭菌乳胶手套

- 长度12" - 特制双包装
- 手掌和指尖麻面



KIMTECH PURE\* G5  
灭菌乳胶手套

- 长度12" - 特制双包装
- 手掌和指尖麻面

G3手套: 洁净室包装, 符合10级洁净室的需求/G5手套: 在100级洁净室中包装

描述	颜色	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	总数/箱
KIMTECH PURE* G3灭菌丁腈手套 12"	白	HC61160	HC61165	HC61170	HC61175	HC61180	HC61185	HC61190	HC61110	200 对
KIMTECH PURE* G3灭菌乳胶手套12"	天然	HC1360S	HC1365S	HC1370S	HC1375S	HC1380S	HC1385S	HC1390S	HC1310S	200 对
KIMTECH PURE* G5灭菌乳胶手套12"	天然	HC1160S	HC1165S	HC1170S	HC1175S	HC1180S	HC1185S	HC1190S	HC1110S	200 对

## KIMTECH SCIENCE\* 丁腈检验手套



KIMTECH SCIENCE\*  
PURE\*G3  
白色丁腈手套

- 12" 长 - 双手通用
- 粘性高于NXT
- 指尖麻面



KIMTECH SCIENCE\*  
Purple nitrile-XTRA\*  
检验手套

- 长度12" - 双手通用
- 最佳防护功能
- 6微米厚



KIMTECH SCIENCE\*  
Blue nitrile examination  
手套

- 长度9.5" - 双手通用
- 6微米厚



KIMTECH SCIENCE\*  
STERLING\*丁腈检  
验手套

- 长度9.5" - 双手通用
- 3.5微米厚
- 丁腈防护, 具有乳  
胶的敏感度
- 极佳的舒适度



KIMTECH SCIENCE\*  
STERLING\*  
丁腈-XTRA\*检验手套

- 长度12" - 双手通用
- 3.5微米厚
- 丁腈防护, 具有乳  
胶的敏感度
- 极佳的舒适度

描述	颜色	超小	小	中	大	超大	手套数/袋	总数/箱
KIMTECH SCIENCE*紫丁腈检验手套9.5"	紫	55080	55081	55082	55083	55084	100/10	1000(XL = 900)
KIMTECH SCIENCE*紫丁腈-XTRA*检验手套12"	紫	55090	50601	50602	50603	50604	50/10	500
KIMTECH SCIENCE*蓝丁腈检验手套9.5"	蓝	N110	N220	N330	N440	N550	100/10	1000(XL = 900)
KIMTECH SCIENCE*STERLING*丁腈检验手套9.5"	灰	55085	55086	55087	55088	55089	150/10	1500(XL = 1400)
KIMTECH SCIENCE*STERLING*丁腈-XTRA*检验手套12"	灰	53137	53138	53139	53140	53141	100/10	1000

## KIMTECH SCIENCE\* 乳胶检验手套



KIMTECH SCIENCE\*PFE  
乳胶检验手套

- 长度为9.5" - 双手通用



KIMTECH SCIENCE\*PFE-XTRA  
乳胶检验手套

- 长度为12" - 双手通用



KIMTECH SCIENCE\*PF  
麻面VS乳胶检验手套

- 长度为9.5" - 双手通用

描述	颜色	超小	小	中	大	超大	手套数/袋	总数/箱
KIMTECH SCIENCE*PFE乳胶检验手套9.5"	Natural	110	220	330	440	550	100/10	1,000 (XL = 900)
KIMTECH SCIENCE*PFE-XTRA乳胶检验手套12"	Natural	-	50501	50502	50503	50504	50/10	500
KIMTECH SCIENCE* PF麻面VS乳胶检验手套9.5"	Natural	57820	57821	57822	57823	57824	100/10	1,000 (XL = 900)

\*注意: 本产品含天然乳胶, 可能造成过敏反应。

## KIMTECH PURE\* 和 KIMTECH SCIENCE\* 面罩



KIMTECH PURE\* M3  
面罩

- 配有松紧带和耳挂环
- 低纤维聚乙烯外层



KIMTECH PURE\* M3  
袋状面罩

- 低纤维含细孔的聚乙烯外层
- 宽大呼吸容量
- 额外防护的防护缝



KIMTECH SCIENCE\* PFR95\*  
N95呼吸罩及外科面罩

- 白色
- 宽大呼吸容量
- NIOSH批准, 95%更有效的过滤0.3微米微粒子



KIMTECH SCIENCE\*  
FLUIDSHIELD\* PFR5\*  
N95呼吸罩及外科面罩

- 白色
- 宽大呼吸容量
- NIOSH批准, 95%更有效的过滤0.3微米微粒子

代号	描述	颜色	样式	单位产品/袋	袋/箱	总数/箱
62465	KIMTECH PURE*M3面罩	白	打折式面罩, 配有耳挂环	50	10	500
62466	KIMTECH PURE*M3面罩	白	打折式面罩, 配有软式松紧带	50	10	500
62484	KIMTECH PURE*M3袋状面罩	白	含细孔的聚乙烯以及2条头带的袋状面罩	50	6	300
46727	KIMTECH SCIENCE* PFR95* N95呼吸器	橙	透湿防护/普通尺寸	35/6	-	210
62126	KIMTECH SCIENCE* PFR95* N95呼吸器	白	普通尺寸	50/6	-	300

1 过滤效率的研究是依据ASTM F1215-89以及MIL-M-36954C。透气性则基于压差检测。  
2 过滤效率的检测是基于NaCl微粒子挑战试验。