

LabServ® 恒温金属浴



LabServ® 恒温金属浴

- 大屏幕彩色VFD显示，温度、时间显示一目了然
- 编程功能，可设置5个温度点，实现任意两点或多点间的连续运行
- 软件功能精心设计，操作简单而功能实用
- 软性按键，舒适、轻松且经久耐用
- 采用专用制冷片，寿命长而体积小
- 模块更换方便简捷，特制模块可设计定做
- 温度使用范围宽，温度偏差可校准
- CE认证产品，超温有保护，使用更可靠更安全

产品型号	LS-D202
温度设置范围	-10°C ~ 105°C
控温范围	0°C ~ 100°C
时间设置范围	1min ~ 99h59min
温度波动度	≤ ±0.5°C
温控精度	≤ ±0.5°C
模块温度均匀性	≤ ±0.5°C
加热时间	≤35分钟 (20°C至100°C)
制冷时间	≤25分钟 (20°C至0°C)
标准模块	模块A: 40x1.5ml; 模块B: 54x0.5ml; 模块C: 96x0.2ml; 模块D: 24 xφ15mm 模块G: 26x0.5ml+24x1.5ml; 模块H: 40x2.0ml; 模块J: 96孔酶标板 水槽模块E: 115mmx73mmx38mm (LxWxH)
加热	TE制冷片
制冷	TE制冷片
外形尺寸 (mm)	300x200x150 (LxWxH)
净重	3.3Kg
电源	220V 50Hz 120W

订货信息

订货号	型号	描述
109102400	LS-D202	金属浴主机
109102401	A Block	模块A: 40x1.5ml


Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线) : 400-881-5117
To order online (网址) : www.fishersci.com.cn
To send Email (邮箱) : sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.