

LabServ 烘箱产品指南



LS-O310/410/610 强制对流型烘箱

主要特点:

- 高性价比、操作简单的强制对流型烘箱，广泛适用于各种实验室使用
- 可实现定值运行、自动停止运行功能
- 可通过专用运行功能菜单键及▲▼键实现数码设定

安全性:

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、偏差修正功能。
- 防止过电流的漏电保护开关、独立超温保护器等安全功能


参数和订货信息:

订货号	109103300	109103100	109103200
型号	LS-O310	LS-O410	LS-O610
气体对流方式	强制对流		
使用温度范围	室温+10°C ~ 260°C		
温度上升时间	约90min (室温+10°C ~ 260°C)		
温度波动度	±1°C (210°C设定)		
温度均匀度	±2.5% °C (210°C设定)		
温度控制器	PID微电脑控制		
温度显示	2行4位LED显示器		
内容积	50L	90L	150L
内部尺寸(w x d x h)	370 x 370 x 370mm	450 x 450 x 450mm	600 x 500 x 500mm
外形尺寸(w x d x h)	480 x 521 x 740mm	560 x 601 x 820mm	710 x 651 x 870mm
隔板 标配/最多	2/9	2/9	2/12
重量	约40kg	约50kg	约65kg
电源容量	AC220V 5A	AC220V 6.5A	AC220V 7A



选配件

品名	适用型号	订货号
架台	LS-O310/410/610	109103101
重叠支架	LS-O310	109103301
重叠支架	LS-O410	109103102
重叠支架	LS-O610	109103201
搁板	LS-O310	109103302
搁板	LS-O410	109103103
搁板	LS-O610	109103202



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线): 400-881-5117

To order online (网址): www.fishersci.com.cnTo send Email (邮箱): sales.china@thermofisher.com

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.