

OWL 常用产品

水平电泳

EASYCAST B1A 小型电泳槽

特点:

- 体积小，经济—无论是小的PCR片段还是大的DNA分子，均可适用
- 上样灵活
- 经久耐用—水磨一次整体成型技术，绝不漏液
- 制胶方便—无需附加制胶工具
- UVT胶盘—光滑，可透过紫外线，并有荧光标尺，方便电泳结束后观察实验结果
- 可选配外接排水口

订货信息:

货号	产品描述	最大上样量
B1A	B1A水平电泳系统 7x8cm	24
B1A-BP	B1A-BP水平电泳系统/ 带外接排水口 7x8cm	24

EASYCAST B1 完美的小型电泳槽

特点:

- 体积小，经济—无论是小的PCR片段还是大的DNA分子，均可适用
- 上样灵活
- 经久耐用—水磨一次整体成型技术，绝不漏液
- 制胶方便—无需附加制胶工具
- UVT胶盘—光滑，可透过紫外线，并有荧光标尺，方便电泳结束后观察实验结果
- 可选配外接排水口

订货信息:

货号	产品描述	最大上样量
B1	B1水平电泳系统 9x11cm	34
B1-BP	B1-BP水平电泳系统/ 带外接排水口9x11cm	34

EASYCAST B2 最受欢迎的电泳槽

特点:

- 体积小，经济—无论是小的PCR片段还是大的DNA分子，均可适用
- 上样灵活
- 经久耐用—水磨一次整体成型技术，绝不漏液
- 制胶方便—无需附加制胶工具
- UVT胶盘—光滑，可透过紫外线，并有荧光标尺，方便电泳结束后观察实验结果
- 可选配外接排水口

订货信息:

货号	产品描述	最大上样量
B2	B2水平电泳系统 12x14cm	50
B2-BP	B2-BP水平电泳系统/ 带外接排水口12x14cm	50

垂直电泳

PUFFIN P81 快速蛋白电泳实验的最经济选择

- 简单、快速、有效的蛋白电泳—提供优异的实验结果
- 结构紧凑、价格经济
- 上样品槽充填的电泳缓冲液可以对整个胶面均匀传热—保证电泳效果
- 紧固螺丝—可以将玻璃板平整、紧密地固定到密封橡胶圈上
- 可选择凹槽铝制板—代替普通凹槽玻璃板，提供更好的制冷效果

EMPEROR PENGUIN P_DS 制胶/跑胶二合一的蛋白电泳系统

- 制胶/跑胶简单、快速—在同一个设备上实现制胶及跑胶
- 电泳效果完美
- 独特的琼脂糖封口槽—灌胶时封边十分方便
- 紧固螺丝—可以将玻璃板平整、紧密地固定到密封橡胶圈上
- 也可方便地使用各种预制胶
- 无需其他的灌胶附件—减少了安装/拆卸步骤

订货信息:

货号	产品描述
P81	P81垂直电泳系统 10x10cm
P8DS-2	P8DS垂直电泳系统 (含附件) 10x10cm
P8DS-1	P8DS垂直电泳系统 (含附件 及Joey灌胶附件) 10x10cm
P8DS-3	P8DS垂直电泳系统 (不含附件) 10x10cm
P9DS-2	P9DS垂直电泳系统 (含附件) 16x14-16cm
P9DS-1	P9DS垂直电泳系统 (含附件 及Joey灌胶附件) 16x14-16cm
P9DS-3	P9DS垂直电泳系统 (不含附件) 16x14-16cm
P10DS-2	P10DS垂直电泳系统 (含附件) 20x20cm
P10DS-1	P10DS垂直电泳系统 (含附件 及Joey灌胶附件) 20x20cm
P10DS-3	P10DS垂直电泳系统 (不含附件) 20x20cm

EC电源

使用方便地轻型多用途电源

- 断电后保持上次运行的参数设定
- 重量轻、可叠放、节省实验室空间
- 轻触式控制面板，操作方便

订货信息:

型号	最大电压	最大电流	最大功率	供应电泳槽数	DNA/RNA电泳	蛋白电泳	印记转印
简易型号							
EC-300XL2	300V	400mA	75W	3	■	■	■


Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

For customer service, call (服务热线) : 400-881-5117
 To order online (网址) : www.fishersci.com.cn
 To send Email (邮箱) : sales.china@thermofisher.com